
Tipps und Tricks: Gebrochene proximale Femurnägel herausziehen

■ Dankward Höntzsch

Das distale Fragment eines gebrochenen proximalen Femurnagels herauszuziehen, ist immer wieder schwierig.

Ein Trick, der versucht werden kann, ist: Man nimmt eine Schanz'sche Schraube, entweder 4,5 mm oder 5 mm in einem Dreibackenfutter. Diese wird dann in die Kanülierung eingedreht. Bei Titannägeln geht das Eindrehen leichter als in alten Stahlnägeln. Aber in beiden Nagelarten hat das in der Hand des Autors schon öfters funktioniert.

