

## Häufige HAQ-STING-Variante schwächt antibakterielle Immunantwort

*Streptococcus pneumoniae* und *Legionella pneumophila* sind wichtige Verursacher der ambulant erworbenen Pneumonie (*community-acquired pneumonia*, CAP). Bekannte Risikofaktoren für Pneumokokken- und Legionellen-Pneumonien sind u. a. Diabetes mellitus, chronische Lungenerkrankung, höheres Lebensalter und Immunsuppression [1–3]. Darüber hinaus können auch genetische Faktoren, wie z. B. angeborene Immunglobulin- und Komplementdefekte die Anfälligkeit gegenüber Pneumokokkenpneumonie beeinflussen. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass genetische Varianten von Rezeptoren des angeborenen Immunsystems zur Erkennung von eindringenden Pathogenen die Anfälligkeit gegenüber Lungeninfektionen beeinflussen können [4].

Die Erkennung von Infektionserregern erfolgt durch sogenannte Mustererkennungsrezeptoren (engl. *pattern recognition receptors*) des angeborenen Immunsystems [5]. Diese Pathogenerkennung ist von zentraler Bedeutung für den Verlauf der Pathogen-Wirtsinteraktion und die nachfolgende antimikrobielle Immunantwort, welche maßgeblich darüber entscheidet, ob eine Infektion entsteht, ob sie sich ausbreitet und wie schwer sie verläuft. Die Mustererkennungsrezeptoren lassen sich in verschiedene Proteinfamilien unterteilen und werden von unterschiedlichen Körperzellen entweder auf der Oberfläche oder im Intrazellularraum exprimiert. Sie detektieren hoch konservierte mikrobielle Moleküle, welche von einer Vielzahl von unterschiedlichen Mikroorganismen exprimiert werden. Nach erfolgter Pathogenerkennung initiieren die Mustererkennungsrezeptoren beispielsweise die Produktion von inflammatorischen Botenstoffen (z. B. Chemokinen, Interleukinen, Interferonen), welche die antimikrobielle Immunreaktion durch Rekrutierung und/oder Aktivierung von Immunzellen steuern [5].

Der zuerst identifizierte und vermutlich am besten bekannte Mustererkennungsrezeptor ist Toll-like-Rezeptor (TLR)-4, welcher Lipopolysaccharid (Endotoxin) von gramnegativen Bakterien detektiert [6]. Weitere Mitglieder der TLR-Familie erkennen z. B. bakterielle Zellwandlipopeptide, bakterielles Flagellin oder virale RNA. Darüber hinaus bindet der intrazelluläre Rezeptor cGAS (*cyclic GMP-AMP synthase*) bakterielle, virale und protozoale DNA im Wirtszellzytosol [7, 8]. Nach Aktivierung von cGAS durch DNA erfolgt die intrazelluläre Signalweiterleitung über das Adaptermolekül STING [9]. Neben seiner Funktion als Adaptermolekül fungiert STING jedoch auch selbst als Mustererkennungsrezeptor für die bakteriellen Signalmoleküle c-di-AMP und c-di-GMP [10].

Kürzlich publizierte Studien konnten zeigen, dass das STING-kodierende Gen *TMEM173/STING* große Heterogenität aufweist [11, 12]. Neben Wildtyp-STING ist die zweithäufigste Variante HAQ-STING, welche sich in drei Aminosäuren (R71H-G230A-R293Q) vom Wildtyp unterscheidet. Es wird angenommen, dass bis zu 2–3% der Europäer, 8% der Lateinamerikaner und 16% der Ostasiaten homozygote Träger von HAQ *TMEM173/STING* sind [13]. Die dritthäufigste Variante ist R232H STING, bei der eine Aminosäure an Position 232 ausgetauscht ist. Schätzungen gehen davon aus, dass je nach Ethnie zwischen 1–3% der Menschen homozygote Träger von R232H *TMEM173/STING* sind [13]. Vorherige Studien konnten zeigen, dass HAQ STING eine stark verminderte Aktivität aufweist, Zytokinproduktion nach Stimulation von Zellen mit DNA, c-di-AMP und c-di-GMP zu induzieren [11–13]. Im Gegensatz dazu zeigte R232H STING nur nach Stimulation mit c-di-AMP und c-di-GMP, jedoch nicht bakterieller DNA, eine verminderte Aktivität [12, 14]. Bisher war nicht bekannt, wie sich die Expression dieser STING-Varianten auf die Erkennung von Infektionserregern auswirkt und ob (und ggf. wie) das Tragen

der entsprechenden Allele die Anfälligkeit für Infektionen beeinflusst.

In einer kürzlich publizierten Arbeit konnten wir zeigen, dass das Immunsystem *L. pneumophila*-Infektionen (unter anderem) über den Mustererkennungsrezeptor cGAS erkennt und dass diese Erkennung in Abhängigkeit von STING die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen sowie Typ-I-Interferonen induziert. Im Mausmodell der Legionellenpneumonie (Legionärskrankheit) waren cGAS und STING zudem an der antibakteriellen Immunantwort beteiligt [15]. Makrophagen von gesunden Spendern mit homozygoter Expression von HAQ STING zeigten nach In-vitro-Infektion mit *L. pneumophila* oder Stimulation mit bakterieller DNA eine deutlich verminderte Produktion von proinflammatorischen Zytokinen und Interferonen im Vergleich zu Wildtyp-STING-exprimierenden Makrophagen. Außerdem konnten wir anhand von 59 durch CAPNETZ in Deutschland gesammelten Proben zeigen, dass die Allel-Frequenz von HAQ *TMEM173/STING* in den Legionellen-Pneumonie-Patienten im Vergleich zu einer Kontrollkohorte erhöht war. Im Gegensatz dazu hatte die Expression von R232H STING keinen Einfluss auf die Zytokinproduktion in mit Legionellen infizierten Makrophagen, und die Häufigkeit der R232H *TMEM173/STING*-Genvariante war in Legionellen-Pneumonie-Patienten und Kontrollprobanden gleich. Die Assoziation zwischen HAQ *TMEM173/STING* und Legionellen-Infektion konnte zudem durch zusätzliche Analysen in einer niederländischen Fall-Kontroll-Kohorte bestätigt werden. Untersucht wurden hierbei Proben von 91 Legionellen-Pneumonie-Patienten, welche sich 1999 bei einer Blumenschau in den Niederlanden mit *L. pneumophila* angesteckt hatten, sowie von 88 ebenfalls exponierten, aber nicht erkrankten Probanden [16]. Es zeigte sich erneut, dass unter den Legionellen-Pneumonie-Patienten die HAQ-Variante des *TMEM173/STING*-Gens im Vergleich zu den Nicht-Erkrankten signifikant ge-

häuft vor [15]. Zusammengefasst zeigen diese Ergebnisse, dass der cGAS/STING-Signalweg eine wichtige Rolle in der antibakteriellen Immunantwort gegen *L. pneumophila* spielt und dass das Tragen der häufigen HAQ *TMEM173/STING*-Genvariante für die Legionellenpneumonie zu prädisponieren scheint.

In einer parallel durchgeführten Studie haben wir den Einfluss von HAQ STING auf die Pneumokokkenpneumonie untersucht. Es zeigte sich, dass cGAS und STING ebenfalls an der Erkennung von *S. pneumoniae* durch humane und murine Makrophagen beteiligt sind und dass Zellen von HAQ *TMEM173/STING*-Trägern (nicht jedoch R232H *TMEM173/STING*-Trägern) eine abgeschwächte angeborene Immunantwort gegen *S. pneumoniae* zeigen [17]. Anders als in der Legionellen-Infektion fanden wir jedoch keinen Hinweis darauf, dass STING die antibakterielle Immunantwort gegen *S. pneumoniae* im Maus-Pneumokokken-Pneumonie-Modell beeinflusst. Die Analyse von 87 durch CAPNet gesammelten Proben von Pneumokokken-Pneumonie-Patienten ergab zudem keine Hinweise darauf, dass HAQ oder R232H *TMEM173/STING* die Anfälligkeit für Pneumokokkenpneumonie beeinflusst [17]. Außerdem fanden wir keine Assoziation von HAQ oder R232H *TMEM173/STING* mit dem Schweregrad (bestimmt anhand des CURB-65-Scores) der Pneumokokkenpneumonie. Allerdings bedarf es weiterer Studien mit größeren Fallzahlen, um abschließend über die Bedeutung der STING-Varianten für die Anfälligkeit oder den Schweregrad der Pneumokokkenpneumonie zu urteilen.

Zusammengefasst zeigen unsere Studien erstmalig, dass die häufige hypomorphe HAQ STING-Variante die Immunantwort auf Infektionen negativ beeinflusst. Sie ergeben deutliche Hinweise darauf, dass Träger von HAQ *TMEM173/STING* (bei entsprechender Exposition) ein erhöhtes Risiko haben, an einer Legionellenpneumonie zu erkranken.

Interessanterweise haben Untersuchungen in verschiedenen Mausmodellen gezeigt, dass STING auch die Immunant-

wort gegen viele weitere bakterielle (z. B. *Mycobacterium tuberculosis*) [18], virale (Herpesviren, HIV) [19,20] und protozoale (z. B. Plasmodien) [21] Krankheitserreger sowie gegen Tumoren [22] reguliert und dass der cGAS/STING-Signalweg wahrscheinlich eine Schlüsselrolle in der Pathogenese vieler Autoimmunkrankheiten (z. B. systemische Lupus erythematoses) [23] einnimmt. Zukünftige Studien sollten daher untersuchen, ob und wie die häufige HAQ *TMEM173/STING*-Genvariante die Anfälligkeit oder Resistenz gegenüber diesen Krankheiten beeinflusst.

Juan S. Ruiz-Moreno, Prof. Norbert Suttrop, Prof. Bastian Opitz, Berlin

## Literatur

- [1] Phin N, Parry-Ford F, Harrison T et al. Epidemiology and clinical management of Legionnaires' disease. *The Lancet Infectious diseases* 2014; 14: 1011 – 1021
- [2] van der Poll T, Opal SM. Pathogenesis, treatment, and prevention of pneumococcal pneumonia. *Lancet* 2009; 374: 1543 – 1556
- [3] von Baum H, Ewig S, Marre R et al. Community-acquired Legionella pneumonia: new insights from the German competence network for community acquired pneumonia. *Clin Infect Dis* 2008; 46: 1356 – 1364
- [4] Hawn TR, Verbon A, Lettinga KD et al. A common dominant TLR5 stop codon polymorphism abolishes flagellin signaling and is associated with susceptibility to legionnaires' disease. *J Exp Med* 2003; 198: 1563 – 1572
- [5] Opitz B, van Laak V, Eitel J et al. Innate immune recognition in infectious and noninfectious diseases of the lung. *Am J Respir Crit Care Med* 2010; 181: 1294 – 1309
- [6] Poltorak A, He X, Smirnova I et al. Defective LPS signaling in C3H/HeJ and C57BL/10ScCr mice: mutations in Tlr4 gene. *Science* 1998; 282: 2085 – 2088
- [7] Sun L, Wu J, Du F et al. Cyclic GMP-AMP synthase is a cytosolic DNA sensor that activates the type I interferon pathway. *Science* 2013; 339: 786 – 791
- [8] Wu J, Sun L, Chen X et al. Cyclic GMP-AMP is an endogenous second messenger in innate immune signaling by cytosolic DNA. *Science* 2013; 339: 826 – 830
- [9] Ishikawa H, Ma Z, Barber GN. STING regulates intracellular DNA-mediated, type I interferon-dependent innate immunity. *Nature* 2009; 461: 788 – 792
- [10] Burdette DL, Monroe KM, Sotelo-Troha K et al. STING is a direct innate immune sensor of cyclic di-GMP. *Nature* 2011; 478: 515 – 518
- [11] Jin L, Xu LG, Yang IV et al. Identification and characterization of a loss-of-function human MPYS variant. *Genes and immunity* 2011; 12: 263 – 269
- [12] Yi G, Brendel VP, Shu C et al. Single nucleotide polymorphisms of human STING can affect innate immune response to cyclic dinucleotides. *PLoS One* 2013; 8: e77846
- [13] Patel S, Blaauboer SM, Tucker HR et al. The Common R71H-G230A-R293Q Human *TMEM173* Is a Null Allele. *J Immunol* 2017; 198: 776 – 787
- [14] Diner EJ, Burdette DL, Wilson SC et al. The innate immune DNA sensor cGAS produces a noncanonical cyclic dinucleotide that activates human STING. *Cell reports* 2013; 3: 1355 – 1361
- [15] Ruiz-Moreno JS, Hamann L, Shah JA et al. The common HAQ STING variant impairs cGAS-dependent antibacterial responses and is associated with susceptibility to Legionnaires' disease in humans. *PLoS pathogens* 2018; 14: e1006829
- [16] Den Boer JW, Yzerman EP, Schellekens J et al. A large outbreak of Legionnaires' disease at a flower show, the Netherlands, 1999. *Emerg Infect Dis* 2002; 8: 37 – 43
- [17] Ruiz-Moreno JS, Hamann L, Jin L et al. The cGAS/STING pathway detects *Streptococcus pneumoniae* but appears dispensable for anti-pneumococcal defense in mice and humans. *Infection and immunity* 2017, DOI: 10.1128/IAI.00849-17
- [18] Watson RO, Bell SL, MacDuff DA et al. The Cytosolic Sensor cGAS Detects *Mycobacterium tuberculosis* DNA to Induce Type I Interferons and Activate Autophagy. *Cell host & microbe* 2015; 17: 811 – 819
- [19] Gao D, Wu J, Wu YT et al. Cyclic GMP-AMP synthase is an innate immune sensor of HIV and other retroviruses. *Science* 2013; 341: 903 – 906
- [20] Li XD, Wu J, Gao D et al. Pivotal roles of cGAS-cGAMP signaling in antiviral defense and immune adjuvant effects. *Science* 2013; 341: 1390 – 1394
- [21] Gallego-Marin C, Schrum JE, Andrade WA et al. Cyclic GMP-AMP Synthase Is the Cytosolic Sensor of *Plasmodium falciparum* Genomic DNA and Activates Type I IFN in Malaria. *J Immunol* 2018; 200: 768 – 774
- [22] Ng KW, Marshall EA, Bell JC et al. cGAS-STING and Cancer: Dichotomous Roles in Tumor Immunity and Development. *Trends Immunol* 2018; 39: 44 – 54
- [23] Crowl JT, Gray EE, Pestal K et al. Intracellular Nucleic Acid Detection in Autoimmunity. *Annu Rev Immunol* 2017; 35: 313 – 336