

Tipps und Tricks für die Praxis


Bei der Primärversorgung von gelenknahen Frakturen muss oftmals ein gelenküberbrückender Fixateur externe angelegt werden. Die 5 mm-Schanzschrauben des universell einsetzbaren AO-Fixateurs sind allerdings für eine Montage sowohl auf einem Mittelhandknochen als auch

auf den Metatarsalia zu groß dimensioniert. Hier wünscht man sich die Möglichkeit, auf 4 mm oder $\frac{3}{4}$ mm-Schanzschrauben ausweichen zu können, was aufwändige Zusatzmontagen oder teure Spezialbacken notwendig macht. Es geht aber auch einfacher:

1. Die 4 mm-Schanzschraube mit einer 18 Ch-Redondrainage beziehen



2. Einfach mit einer Universalbacke fixieren



Für eine Ruhigstellung bis zur Definitivversorgung ist diese Montage ausreichend stabil,

erspart die Anschaffung von teuren Zusatzbacken und spart Zeit bei der Erstversorgung.

Dr. med. Jörg Schmidt

Unfallchirurgie Berlin-Buch, Hobrechtsfelder Chaussee 100, 13125 Berlin